



MAN04 - MANOPOLA MONOUSO SAPONATA IMPERMEABILE

Approvazione CE della normativa 93/42

Classe: 1° non sterile.

Tipo: monouso, latex free.

Caratteristiche

Presaponata sul lato più corto.

Lato esterno molto assorbente, lato interno totalmente impermeabile. Ottima resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale.

Colore: azzurro.



Destinazione d'uso: lavaggio di anziani e disabili.

Schema di funzionamento / utilizzo: bagnare la manopola sul lato più corto e utilizzarla per il lavaggio della pelle.

Manutenzione: non occorre, essendo monouso.

Conservazione e manipolazione del dispositivo: conservare in luoghi secchi a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.

Precauzione d'utilizzo: non utilizzare in caso di evidenti difetti quali materiale danneggiato, bucato o scollato. Se il sapone viene a contatto con gli occhi, risciacquare con acqua.

Controindicazioni e iterazioni: non ci sono particolari controindicazioni o iterazioni nell'utilizzo di questo dispositivo medico.



C.S.A. SERVICE Srl - Via Farini, 8
20030 SENAGO - MI - Italy
Tel. (+39) 02 99813304
Fax (+39) 02 99815209
<http://www.csamedical.it/>
e-mail: info@csamedical.it

MANOPOLA MONOUSO SAPONATA IMPERMEABILE - Pag.2/2

Materiali

Esterno in carta Airlaid: 50 g/m².

Interno in PE blu.

Adesivo: a base d'acqua.

Peso: 7,3±0,5 g per manopola.

Dimensioni: 16 x 24 cm (±3%).

Composizione qualitativa del sapone: Acqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Citric Acid, Polyquaternium-7, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Methylparaben, Propylparaben.

Specifiche chimico-fisiche e microbiologiche del sapone

PH: neutro 5,5.

Peso specifico: circa 1 Kg/dm³.

Aspetto: liquido trasparente.

Colore: incolore, senza coloranti.

Altre caratteristiche: inodore, senza schiumogeni.

Quantitativo per manopola: 2,8 g.

Dati tossicologici

Il prodotto non contiene sostanze tossiche, cancerogene o mutagene.

Non vengono utilizzati ingredienti testati sugli animali.

Modalità di trasporto e smaltimento: non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel trasporto; lo smaltimento va effettuato negli appositi contenitori.

Confezione e imballo

Confezionate in sacchetti di polietilene da 100 pezzi riportanti il lotto di fabbricazione.

Imballate in cartoni da 1000 pezzi (misure cartone: 34 x 25,5 x 41 cm).

Bancali da 50 cartoni.