



RICAMBISTICA

Approvazione CE della normativa 93/42

Codici

SFR01 - Monopalla in lattice di gomma color nero con valvola posteriore in metallo cromato, senza rubinetto.



SFR02 - Rubinetto per monopalla.



SFR03 - Tubo in pyrex per colonna di mercurio.



SFR04 - Manometro per sfigmomanometro aneroide.

Scala: 0 - 300 mmHg.

Graduazione: tacca ogni 2mmHg, con tacche maggiori ogni 10 mmHg.

Cassa: in materiale antiurto.

Parti metalliche: cromate e verniciate.

Sfondo di colore bianco, numeri e lancetta di colore nero.



SFR05 - Manometro completo per palmare. Stesse caratteristiche SFR04.

SFR20 - Camera d'aria 1 tubo per neonati.

SFR21 - Camera d'aria 1 tubo per bambini.

SFR22 - Camera d'aria 1 tubo per ragazzi.

SFR06 - Camera d'aria 1 tubo per adulti.



SFR10 - Camera d'aria 2 tubi per neonati.

SFR11 - Camera d'aria 2 tubi per bambini.

SFR09 - Camera d'aria 2 tubi per ragazzi.

SFR07 - Camera d'aria 2 tubi per adulti.

SFR08 - Camera d'aria 2 tubi per obesi.



RICAMBISTICA

Approvazione CE della normativa 93/42

SFR12 - Bracciale per cosciali.
SFR14 - Bracciale con ganci.
SFR26 - Bracciale per prematuri.
SFR16 - Bracciale per neonati.
SFR17 - Bracciale per bambini.
SFR18 - Bracciale per ragazzi.
SFR13 - Bracciale per adulti.
SFR15 - Bracciale per obesi.
I bracciali a richiesta con o senza ferretto.



SFR23 - Pozzetto per sfigmo colonna mercurio.

SFR24 - Borsa similpelle per sfigmo aneroido.

SFR25 - Borsa similpelle per sfigmo aneroido con fonendo.



STR01 - Tubo a Y nero, per fonendoscopio.

STR02 - Testa per fonendo classico.

STR03 - Testa per stetofonendo.

STR07 - Testa per stetofonendo pediatrico.

STR04 - Membrana per fonendo classico, in confezioni da 10 pezzi.



STR05 - Archetto in metallo per fonendo.

STR06 - Olive in nylon per fonendo, bianche, in confezioni da 10 pezzi.